

Les petites pieuvres : intérêt, utilisation et entretien

Rédacteur :		Vérificateur :		Approbateur :	
Nom : BURTON Alice Fonction : IDE Date : 27/10/2016 Visa :		Nom : LARTISANT Laurence Fonction : Cadre de santé Date : 27/10/2016 Visa :		Nom : GUERRIER Fonction : Médecin Date : 27/10/2016 Visa :	
Suivi des diffusions					
Codification	Version	Date	Eléments de précision		
SPI 203	1	27/10/2016			

PRINCIPE ;

En janvier 2013, une femme danoise a crocheté une petite pieuvre pour un bébé, né prématurément. Cette pieuvre a été placée dans la couveuse avec le bébé : celui-ci était un peu plus calme, et tirait moins sur les tuyaux et sur les sondes. D'autres prématurés ont également reçu une petite pieuvre : leur respiration et leur rythme cardiaque sont devenus plus réguliers, la quantité d'oxygène dans le sang a augmenté. Après le Danemark, le projet s'est poursuivi en Suède. Depuis, beaucoup d'hôpitaux aux Pays-Bas, en Belgique et en France ont accueilli les petites pieuvres.

REGLES DE SECURITES :

Les pieuvres sont crochetées ou tricotées par des bénévoles, sur la base de modèles-types, adaptés pour répondre aux exigences définies par les équipes médicales et avec des cotons autorisés. Elles sont collectées et contrôlées par notre ambassadrice qui remet les pieuvres dans les différents services.

CONDUITE A TENIR:

- **Les petites pieuvres sont attribuées aux enfants selon leurs possibilités partagées dans le cadre du suivi de leur Projet Personnalisé d'Accompagnement ou Projet Thérapeutique**
- **L'entretien se fait à la buanderie de l'établissement à 60° au rythme des besoins de la pieuvre : circuit sac rouge « linge blanc ».**
- **Un trombinoscope des petites pieuvres est fait pour les identifier à leur propriétaire. Ce support est mis à jour par l'ambassadrice. Il est fourni au service ainsi qu'à la buanderie afin de faciliter la restitution.**
- **Les parents sont prévenus par courrier.**