

NOM :
Prénom :
Classe :

Exercice
Bague David Sandu




Projection orthogonale

ETAPE 1 :

Choisir une bague ci dessous.

x2 cabochon plat
Ø6 épaisseur 1.5



Modèle 1

x1 cabochon plat
Ø10 épaisseur 1.5

Diamètre intérieur = 19mm
Fil section carrée de 2x2mm

x4 cabochon plat
Ø4 épaisseur 1.5



Modèle 2

ETAPE 2 :

Réaliser ci dessous un croquis coté en projection orthogonale

ETAPE 3 :

Réaliser la bague sur le logiciel informatique.

Enregistrer votre fichier assemblage sous "Bague David Sandu" dans un dossier "Exercice bague Davis Sandu"